

Toutes les combinaisons et les dimensions

Installation du mediSafe° compact: le dessus du trou est 165 cm au-dessus du trottoir

Installation du mediSafe° vision: le dessus du trou est 175 cm au-dessus du trottoir

L=largeur, H=hauteur, P=profondeur.

mediSafe° compact




Le front
L=24 cm,
H=46,9 cm
Armoire
L= 20 cm
H= 42,9cm
P= 32,7cm
Poids
21 kg
Le trou
L= 21 cm
H= 44 cm

mediSafe° vision




Le front
L=24 cm
H = 76,5 cm
Armoire
L= 20cm
H= 72,5cm
P= 36,7cm
Poids
45 kg
Le trou
L= 21 cm
H= 73,5cm

MediSafe°Compact avec take-it°C



Le front
L= 44 cm
H=46,9cm
Armoire
L= 40 cm
H= 42,9cm
P= 32,7cm
Poids
36kg
Le trou
L= 41 cm
H= 44 cm

MediSafe°vision avec take-it°V



Le front
L=44 cm
H=76,5cm
Armoire
L= 40cm
H= 72,5cm
P= 36,7cm
Poids
65 kg
Le trou
B= 41 cm
H= 73,5cm

MediSafe°Compact avec postit°C




Le front
L=36 cm
H=46,9cm
Armoire
L= 32cm
H= 42,9cm
P= 32,7cm
Poids
30 kg
Le trou
L= 33 cm
H= 44 cm

Postit°vision ET Postit°compact boîte postale libre libre


Front L=36cm,
H=16cm

Armoire
L= 32cm
H= 12cm
P= 32,7cm
Poids= 9kg



Le trou
L= 32,5cm
H= 12,5cm

MediSafe°Compact avec post-it°C et take-it°C



Le front
L=56cm
H=46,9cm
Armoire
L= 52,cm
H= 42,9 cm
P= 32,7cm
Poids
44 kg
Le trou.
L= 53 cm
H= 44cm

Take-it° Vjsion et take-it°compact libre (independant) avec code

Armoire
H= 42,9cm
B= 20 cm
P= 32,7cm
Front
B= 24cm
H= 46,9cm
Poids
15kg
Le trou
H=44 cm
B=21cm



Armoire
H= 72,5cm
B= 20 cm
P= 36,7cm
Front
B= 24cm
H= 76,5cm
Poids
20kg
Le trou
H=73,5 cm
B=21cm



Postit° compact à côté



Armoire
H= 42.9 cm
B= 12 cm
D= 32.7 cm
Front
H=42.9cm
B=14 cm
Poids
9kg